

## 24 Self Adjusting File

Die Vorstellung erfolgte nach Trepanation alio loco wegen Beschwerden und fehlender Sensibilität an 24. Da keine Wurzelkanäle darstellbar waren erfolgte die Überweisung. Das ZF-Röntgen ließ 2 Wurzeln vermuten, die sich deutlich im DVT bestätigten. Nach Freilegung der Stufen und adhäsivem Aufbau der approximalen Zahnwände wurde die Wurzelkanalaufbereitung mit der SAF durchgeführt. Die Aufbereitungstechnik wird für die Vielzahl der gefüllten Seitenkanäle verantwortlich gemacht. Postendodontischer Aufbau ohne Stift

