



22 Extrusion

Die 50-jährige Patientin stellte sich mit Kronenverlust und Versagen des GF-Stiftes vor (1,2). Da eine gute Fassung der Restzahnschubstanz auf Grund der deutlich subgingivalen Stufe nicht möglich erschien, sollte eine Extension der Wurzel 22 vorgenommen werden. Nach Aufbau und Vorbereitung des 22 (3,4) erfolgt die Applikation der Glasfaserstifte und Kontrolle des Extrusionsweges (5). Klinische Kontrolle post op (6), am 10. (7) und 14. (8) postoperativen Tag. Am gleichen Tag adhäsive Fixierung. Röntgenkontrollen: Situation pre op (9), 14. postop Tag vor adhäsiver Fixierung (10), 1 mon (11), 4 von (12), 5 mon (13) und 6 von (14) nach Fixierung. Klinische Situation 6 mon nach Fixierung (15) vor proth. Weiterversorgung durch HZA.

